




Hacking Ultrasound Machines for Fun and Profit

Victor Pasknel



Victor Pasknel

- Doutorando @ Unifor
- Pentester @ Morphus
- Pesquisador @ Morphus Labs
- Professor Universitário
- Medium: @pasknel
- Blogspot: HackingComTapioca
- Baterista 😊



Agradecimentos




Tadeu Leandro

- Especialista em redes de computadores
- Mais de 15 anos em segurança da informação
- 10 anos como CSO em planos de saúde e hospitalar



Lenine Matos

- Técnico em radiologia
- Trabalha no Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
- Professor universitário desde 2011



*”Radiology is all about images,
and about confidential images”*

Oleg S. Pinykh





#MomentoStoryTelling








mindray

MEC-1000



CHARGE

MAIN

FREEZE


SILENCE

RECORD

START

MENU







mindray BeneHeart D3

Monitor Defibr. AED

1 Defibr manual Select energy

2 Charge

3 Charge

CHARGE

MAIN

FREEZE

SILENCE

RECORD

CONFERÊNCIA DO LEITO DE





mindray

BeneHeart D3

Monitor Desl. AED

1
Desfib manual

Selec energ

- +

2 Carga

[Yellow button]

3 Choque

[Lightning bolt button]

Registar Parar de descarregar Evento Menu



DC-60


Ultrasound System

Quality Exams at Your Fingertips



MedTouch

Size and physical distance now is no longer an obstacle. With MedTouch, a one-stop solution provides you with a smarter way to control the ultrasound device, access patient data and inbuilt tutorial software via your android operated smart device.




MedSight

DC-60 lets you transfer clinical images and cine to your IOS or android powered smart device via an interactive app. It could be for a to-be-mother wanting to share the images of the fetus with her family or friends. It could be a training session or a discussion with your peers on a rare case. You can now take the clinical examinations with you wherever needed with MedSight.



MedTouch


Size and physical distance now is no longer an obstacle. With MedTouch, a one-stop solution provides you with a smarter way to **control the ultrasound device, access patient data and inbuilt tutorial software via your android operated smart device.**



MedSight

DC-60 lets you transfer clinical images and cine to your IOS or android powered smart device via an interactive app. It could be for a to-be-mother wanting to share the images of the fetus with her family or friends. It could be a training session or a discussion with your peers on a rare case. You can now take the clinical examinations with you wherever needed with MedSight.

CONTROLAR ULTRASSOM



COM O CELULAR

imgflip.com

Mindray: MedSight

Decompile do app



MedSight APK



★★★★☆ 4.3/5 (0 Discussões)

Autor:

SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS
CO., LTD

Última versão:

2.3

Data de publicação:

2017-08-22

Baixar APK (6.9 MB)





```
public static String encrypt(String paramString1, String paramString2)
    throws Exception
{
    return toHex(encrypt(getRawKey(paramString1.getBytes()), paramString2.getBytes()));
}
```

```
private static byte[] encrypt(byte[] paramArrayOfByte1, byte[] paramArrayOfByte2)
    throws Exception
{
    paramArrayOfByte1 = new SecretKeySpec(paramArrayOfByte1, "AES");
    Cipher localCipher = Cipher.getInstance("AES");
    localCipher.init(1, paramArrayOfByte1);
    return localCipher.doFinal(paramArrayOfByte2);
}
```






```
private static void updatePWD(Context paramContext, String paramString, boolean paramBoolean)
{
    String str1 = paramString;
    bool = paramBoolean;
    if (paramBoolean) {}
    try
    {
        str1 = MyCipher.encrypt("mindray", paramString);
        bool = paramBoolean;
    }
    catch (Exception localException)
    {
```

SENHA HARDCODED



I'm 192.168.0.6

Edit




Review

⋮
More



Usado

Aparelho Ultrassom Mindray Dc-6



R\$ 26.800

 12x R\$ 2.589⁵²



[Mais opções](#)

 Entrega a combinar com o vendedor

Curitiba, Paraná

[Consultar frete](#)


Único disponível!

[Comprar agora](#)

 **Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.



**COMPRAR
ULTRASSOM**



DEIXA PRA LÁ



Usado

**Aparelho Ultrassom
Mindray Dc-6**



R\$ 26.800

 12x R\$ 2.589⁵²



[Mais opções](#)

 Entrega a combinar com o vendedor

Curitiba, Paraná

[Consultar frete](#)

Único disponível!

[Comprar agora](#)

 **Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Passcode Lock



Network



About Us



Disclaimer



Review



More

Port:

2345

AE_TITLE:

MEDSIGHT



Receive Status:





Name		Description
DICOM Local	AE Title	Application Entity title.
	Port	Communication port, DICOM communication port. The general port of DICOM port is 2345 by default.
	PDU	Maximum PDU data package size (not need to change), ranging from 16384 to 65536; if the value is less than 16384 or greater than 65536, the system automatically sets it to the value 32768.
Server Setting	Device	Name of the device supporting DICOM services.
	IP Address	IP address of the server.
	Ping	You can ping the other machines after you entered the correct IP address. Besides, you can select a server in the Device list to ping it.
	Device List	Displays the added device.
	Set DICOM Service	Provides server settings of DICOM service, for details, please refer to the following chapters.
	Add	Click to add server (s) to the Device List.
	Delete	Click to delete the selected server (s) in the device list.







Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)





Formato de Arquivo & Protocolo de Rede



Cenário Básico (PACS)



DICOM^X

Padrão desenvolvido por:

- American College of Radiology (ACR)
- National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Histórico

- Primeira versão foi lançada em 1985 !
- Recebeu o nome "DICOM" na terceira versão (1993)
- Documentação oficial atual é dividida em 20 volumes !

Recomendação de leitura


- PIANYKH, Oleg S. Digital imaging and communications in medicine (DICOM): a practical introduction and survival guide. Springer Science & Business Media, 2009.





Information Object Definitions (IOD)

- Coleção de atributos que representam um objeto do mundo real
- DICOM mantém uma lista de atributos (mais de 2000!)
- Exemplo: Patient IOD
 - ID
 - Nome
 - Idade
 - Peso
 - Entre outros...






Hierarquia de Dados

- DICOM utiliza uma estrutura de informações
- Tipos de dados
 - Patient
 - Study
 - Series
 - Images





Hierarquia de Dados






Application Entities (AE)

- Dispositivos e/ou softwares que executam DICOM
- AEs podem oferecer serviços para outros AEs
 - Exemplo: Transmissão de imagens
 - AE Cliente: Service Class User (SCU)
 - AE Servidor: Service Class Provider (SCP)

Service Object Pairs (SOP)

- Associa tipos de serviços com atributos específicos







DICOM Message Service Elements (DIMSE)

- Mensagens contendo comandos de serviços
- Possui formatos para requisições e respostas
- Exemplo de DIMSE:
 - C-Store-Req / C-Store-Rsp



Dados básicos para conexão


- Endereço IP
- Número de porta: 104/TCP (Porta padrão)
- Nome do AE (AE Title)





DICOM X

Conexão básica entre SCU e SCP





Associação

- Handshake realizado entre SCU e SCP
- Troca de informações
 - Identificação de dispositivos
 - Lista de serviços disponíveis
- Tipos de mensagens:
 - A-Associate-RQ
 - A-Associate-AC
 - A-Associate-RJ





▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 54278, Dst Port: 104, Seq: 1461, Ack: 1, Len: 230

▶ [2 Reassembled TCP Segments (1690 bytes): #6(1460), #8(230)]

▼ DICOM, A-ASSOCIATE request PYPNETDICOM --> CONQUEST

PDU Type: Unknown (0x100)

PDU Length: 1684

▼ A-ASSOCIATE request PYPNETDICOM --> CONQUEST

Protocol Version: 1

Called AE Title: CONQUEST

Calling AE Title: PYPNETDICOM

▶ Application Context: DICOM Application Context Name (1.2.840.10008.3.1.1.1)

▶ Presentation Context: Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1)

▶ Presentation Context: Patient Root Query/Retrieve Information Model - MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2)

▶ Presentation Context: Verification SOP Class (1.2.840.10008.1.1)

▶ Presentation Context: MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4)

▶ Presentation Context: CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2)

▶ Presentation Context: Computed Radiography Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1)

▶ Presentation Context: Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)

▶ Presentation Context: RT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1)

▶ Presentation Context: RT Dose Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2)

▶ Presentation Context: RT Structure Set Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3)

▶ Presentation Context: RT Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5)

▶ Presentation Context: Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1)

▶ User Info: Max PDU Length 16000



▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 104, Dst Port: 54278, Seq: 75, Ack: 1691, Len: 427

▶ [2 Reassembled TCP Segments (501 bytes): #9(74), #11(427)]

▼ DICOM, A-ASSOCIATE accept PYPNETDICOM <-- CONQUEST

PDU Type: Unknown (0x200)

PDU Length: 495

▼ A-ASSOCIATE accept PYPNETDICOM <-- CONQUEST

Protocol Version: 0

Called AE Title: CONQUEST

Calling AE Title: PYPNETDICOM

▶ Application Context: DICOM Application Context Name (1.2.840.10008.3.1.1.1)

- ▶ Presentation Context: ID 0x01, Accept, Implicit VR Little Endian, Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND
- ▶ Presentation Context: ID 0x03, Accept, Implicit VR Little Endian, Patient Root Query/Retrieve Information Model - MOVE
- ▶ Presentation Context: ID 0x05, Accept, Implicit VR Little Endian, Verification SOP Class
- ▶ Presentation Context: ID 0x07, Accept, Implicit VR Little Endian, MR Image Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x09, Accept, Implicit VR Little Endian, CT Image Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x0b, Accept, Implicit VR Little Endian, Computed Radiography Image Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x0d, Accept, Implicit VR Little Endian, Secondary Capture Image Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x0f, Accept, Implicit VR Little Endian, RT Image Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x11, Accept, Implicit VR Little Endian, RT Dose Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x13, Accept, Implicit VR Little Endian, RT Structure Set Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x15, Accept, Implicit VR Little Endian, RT Plan Storage
- ▶ Presentation Context: ID 0x17, Abstract Syntax Unsupported, Spatial Registration Storage


▶ User Info: Max PDU Length 16384, Implementation UID 2.16.124.113543.6022.1, Version 1.0.11/WIN32





Obtendo imagens

- C-Find
- C-Get
- C-Move



C-Find

- Realiza pesquisas baseado em filtros

```
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 54239, Dst Port: 104, Seq: 1871, Ack: 894, Len: 48
▼ DICOM, C-FIND-RQ-DATA
  PDU Type: Unknown (0x400)
  PDU Length: 42
  ▼ PDV, C-FIND-RQ-DATA
    PDV Length: 38
    Context: 0x01 (Implicit VR Little Endian, Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND)
    Flags: 0x02 (Data, Last Fragment)
    (0008,0052)      8 Query/Retrieve Level          PATIENT
    (0010,0010)      2 Patient's Name                *
    (0010,0020)      2 Patient ID                     *
```



▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 104, Dst Port: 54433, Seq: 99785, Ack: 711, Len: 1326

▼ DICOM, C-FIND-RSP-DATA

PDU Type: Unknown (0x400)

PDU Length: 318

▼ PDV, C-FIND-RSP-DATA

PDV Length: 314

Context: 0x01 (Implicit VR Little Endian, Study Root Query/Retrieve Information Model - FIND)

Flags: 0x02 (Data, Last Fragment)

(0008,0000)	4	Group Length	132
(0008,0020)	8	Study Date	[REDACTED]
(0008,0030)	6	Study Time	[REDACTED]
(0008,0050)	6	Accession Number	[REDACTED]
(0008,0052)	6	Query/Retrieve Level	STUDY
(0008,0054)	6	Retrieve AE Title	DICOM
(0008,0056)	6	Instance Availability	ONLINE
(0008,0061)	2	Modalities in Study	XA
(0008,1030)	8	Study Description	CARDIAC
(0008,1050)	12	Performing Physician's Name	[REDACTED]
(0010,0000)	4	Group Length	52
(0010,0010)	16	Patient's Name	[REDACTED]
(0010,0020)	4	Patient ID	[REDACTED]
(0010,0030)	8	Patient's Birth Date	[REDACTED]
(0020,0000)	4	Group Length	92
(0020,000d)	58	Study Instance UID	1.2.840.113619.2.199.32640.10011.60485.1418626261.4842.38
(0020,0010)	8	Study ID	[REDACTED]
(0020,1208)	2	Number of Study Related Instances	7





C-Get

- Utilizado para recuperação de imagens




```
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 58254, Dst Port: 104, Seq: 26874, Ack: 2760, Len: 88
▶ [2 Reassembled TCP Segments (100 bytes): #76(12), #77(88)]
▼ DICOM, C-GET-RQ ID=1
  PDU Type: Unknown (0x400)
  PDU Length: 94
  ▼ PDV, C-GET-RQ ID=1
    PDV Length: 90
    Context: 0x01 (Explicit VR Little Endian, Study Root Query/Retrieve Information Model - GET)
    Flags: 0x03 (Command, Last Fragment)
    (0000,0000)      4 Command Group Length          76
    (0000,0002)      28 Affected SOP Class UID          1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 (Study Root Query/Retrieve Information Model - GET)
    (0000,0100)      2 Command Field              C-GET-RQ
    (0000,0110)      2 Message ID                  1
    (0000,0700)      2 Priority                      0
    (0000,0800)      2 Data Set Type                1
```



Pentesting DICOM Devices

- Ferramentas
- Devices in the wild
- Discovery interno
- Obtendo imagens
- Fuzzing



Pentesting DICOM Devices



Ferramentas

- Pydicom
 - <https://github.com/pydicom/pydicom>
- Pynetdicom
 - <https://github.com/patmun/pynetdicom>
- Horus
 - <https://www.horosproject.org/>
- Radamsa
 - <https://github.com/aoh/radamsa>



Pentesting DICOM Devices


Devices In The Wild

- Encontrando dispositivos com Shodan
- Pesquisas:
 - dicom port:104
 - findscu port:104
- Número de dispositivos
 - Global: 1294
 - Brasil: 105



port:104 dicom Search [Settings]

Total Results: 1,294



port:104 dicom country:br

Search



Total Results: 105



Pentesting DICOM Devices

Discovery Interno

- Scan por porta padrão: 104/TCP
- Enumerando serviços com broadcast:
 - *nmap -script broadcast*

Pentesting DICOM Devices

Discovery Interno

```
broadcast-dns-service-discovery:
```

```
224.0.0.251
```

```
5900/tcp rfb
```

```
Address=
```

```
8780/tcp osirixdb
```

```
AETitle=
```

```
port=11112
```

```
UID=
```

```
Address=
```

```
11112/tcp dicom
```

```
UID=
```

```
preferredSyntax=LittleEndianExplicit
```

```
serverDescription=Mac-mini-de-Mac
```

```
CGET=YES
```

```
AETitle=
```

```
Address=
```



Pentesting DICOM Devices

Obtendo Imagens

- Horus é uma ferramenta Open Source
- Desenvolvida apenas para OSX
- Baseado no OsiriX
- Operações necessárias:
 - Informar endereço de dispositivo:
 - *Preferences -> Locations*
 - Realizar pesquisa e obter imagens:
 - *Network > Query / Retrieve*



Horos Preferences: Locations

Show All



DICOM Nodes for DICOM Query/Retrieve and DICOM Send

Press Delete key to remove a node

<input type="checkbox"/>	Address	AETitle	Port	Q&R	Retrieve	Send	TLS	Name	Send Transfer Syntax
<input type="checkbox"/>	127.0.0.1	Horos	4444	<input type="checkbox"/>	C-MOVE↕	<input checked="" type="checkbox"/>	No ↕	This is an example	Explicit Little Endian ↕
<input checked="" type="checkbox"/>		TEST	104	<input checked="" type="checkbox"/>	C-GET↕	<input checked="" type="checkbox"/>	No ↕	Description	Explicit Little Endian ↕

All

None

Save...

Load...

Verify

Add new node

- Automatically sync the DICOM Nodes list from this URL:
- For C-GET and C-MOVE, try to retrieve images, at IMAGE level (instead of STUDY or SERIES level)
- Restart DICOM Auto Query & Retrieve settings, at launch
- Search for other DICOM Nodes through Bonjour protocol
- For C-FIND, support status (0x4008,0x0212) and comments (0x0032,0x4000; 0x0020,0x4000) fields

Text encoding: ↕

DICOM Query/Retrieve

Name Patient ID Accession Number Birthdate Description Referring Physician Comments Institution Custom DICOM field Status

Q Patient Name

DICOM Nodes: Drag sources into the priority order for retrieving

Name	AETitle	Address
<input checked="" type="checkbox"/> Description	PACS	

Any date
 Today AM
 Today PM
 Today
 Yesterday
 Day Before Yesterday
 Last 2 days
 Last 7 days

Last month
 Last 3 months
 On:
 Between:

Last 30 min
 Last 1 hour
 Last 2 hours
 Last 3 hours
 Last 6 hours
 Last 8 hours
 Last 12 hours
 Last 24 hours

CR
 CT
 MG
 XA
 RF
 NM
 DX
 ES
 PT
 SR

SC
 MR
 AU
 OT
 RG
 DR
 XC
 VL
 US

Retrieve to:

Auto-Retrieve

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Description	Modality	# im	Source	Institution
▶ [blurred]	▼	[blurred]	R/O Pneumonia	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Ap Chest	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Pna, Distended Abd	CR	3	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Pain	CR	2	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Chest Ap	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Distended Abd	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Lt. Knee Ap/Lat	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Lt. Knee Ap/Lat	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Pain	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Rt. Wrist Ap/Lat/Obl	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Left Elbow, Shoulder, Foot, Hip, Knee, Pain	CR	8	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Left Shoulder, Pain	CR	2	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Rt Ankle, Post Reduction	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Chest Ap	CR	3	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Cxr, Pulmonary Fibrosis	CR	3	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Cxr, R/O Pnumonia	CR	2	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Chest Ap	CR	1	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Rt Clavicle Rt Shoudler	CR	3	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Rt Shoulder, Rt Clavicle, R/O Fx, Dislocation	CR	2	PACS	[blurred]
▶ [blurred]	▼	[blurred]	Chest Cough	CR	1	PACS	[blurred]

Keep this window on top of all other windows

3.442 studies found

Image size: 1228 x 1396

View size: 1279 x 785

WL: 571 WW: 880

X: -410 px Y: 704 px Value: 0.00

X: -69.19 mm Y: 118.41 mm

R

R



Zoom: 56% Angle: 0


Im: 1 / 1

Uncompressed

Image size: 640 x 576
View size: 1279 x 785
WL: 423 WW: 920
X: 0 px Y: 0 px Value: 0.00
X: -121.96 mm Y: -105.52 mm Z: 35.32 mm

A

R



L


Zoom: 120% Angle: 0
Im: 8/16 (I -> S)
Uncompressed
Thickness: 6.00 mm Location: 16.33 mm

P

Pentesting DICOM Devices

Fuzzing

1. Gerar tráfego com requisições DICOM
2. Armazenar payload de pacotes desejados
3. Gerar mutações a partir de requisições originais
4. Enviar mutações para alvo e verificar status da conexão





Conclusões

- Vazamento de dados
- Alteração de dados
- Falta de autenticação
- Tráfego não criptografado
- Gestão de atualização
- Segmentação de rede





Obrigado!

morphuslabs.com
medium.com/@pasknel

